


Anticorpo Policlonal Anti-Ywhah Para Wb, If/Icc, Elisa - Q04917

Número do item: CM0030208



introdução

O pAb de coelho YWHAH detecta a 14-3-3 eta (28 kDa) via WB, IF/ICC, ELISA. Reage cruzadamente com humano, camundongo, rato. Ideal para estudos de sinalização cerebral e desenvolvimento de ensaios de diagnóstico.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	YWHAH Rabbit pAb
Observações/Apelido	YWHA1; YWHAH
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	7533
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-246 do YWHAH humano (NP_003396.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q04917
Peso da Proteína	28kDa
Envio	Saco de gelo