


Anticorpo Policloal De Coelho Anti-Ywhaz (14-3-3 Zeta/Delta) Para Wb, If, Ihc, Elisa - P63104

Número do item: CM0030341



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra YWHAZ (14-3-3 zeta/delta) humana. Validado para WB, IF-P, IHC-P, ELISA; reage cruzadamente com camundongo e rato. Ideal para pesquisa de vias de sinalização e desenvolvimento de diagnósticos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	YWHAZ Rabbit pAb
Observações/Apelidos	HEL4; YWHAD; KCIP-1; HEL-S-3; POPCHAS; HEL-S-93; 14-3-3-zeta; YWHAZ
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	7534
GeneID	7534
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 146-245 da YWHAZ humana (NP_003397.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P63104
Peso da Proteína	28kDa
Envio	Bolsa de gelo