

Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Yy1 Para Wb, If/Icc, Elisa, Chip - P25490

Número do item: CM0002403



introdução

Este anticorpo monoclonal de coelho contra YY1 humano (P25490) é validado para WB, IF/ICC, ELISA e ChIP. Reage de forma cruzada com camundongo e rato. Ideal para estudar regulação transcricional e remodelação da cromatina.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb Coelho YY1
Observações/Apelido	DELTA; NF-E1; UCRBP; GADEV5; INO80S; YIN-YANG-1; YY1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	7528
GeneID	7528
Imunógeno	Peptídeo Sintético - Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 200-300 do YY1 humano (P25490).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA, ChIP
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P25490
Peso Proteico	45kDa
Envio	Saco de gelo