

Anticorpo Policlonais Anti-Yy2 Para Wb, If/Icc, Elisa - O15391

Número do item: CM0023874

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra YY2 (ZNF631), validado para WB, IF/ICC e ELISA em humanos, camundongos e ratos. Ideal para pesquisa de regulação da transcrição e desenvolvimento.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	YY2 Rabbit pAb
Observações/Alias	ZNF631; YY2
Espécie	Humano
GeneID (humano)	404281
GeneID	404281
Imunógeno	Pepídeo Sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 200-300 do YY2 humano (NP_996806.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O15391
Peso Proteico	41kDa
Envio	Bolsa de gelo