


Anticorpo Policlonais Anti-Zap70 Para Wb, If/Icc, Elisa - P43403

Número do item: CM0019750



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra ZAP70 humano (imunógeno: aa 1-300). Validado para WB, IF/ICC, ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Adequado para pesquisa de sinalização de células T e imunidade adaptativa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ZAP70 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	SRK; STD; TZK; STCD; IMD48; ADMIO2; ZAP-70; ZAP70
Espécie	Humano
GeneID (humano)	7535
GeneID	7535
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-300 de ZAP70 humano (NP_001070.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P43403
Peso da Proteína	70kDa
Envio	Bolsa de gelo