


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Zap70 Para Wb, Elisa - P43403

Número do item: CM0009585



introdução

Anticorpo monoclonal anti-ZAP70 recombinante de coelho (70kDa). Validado para WB e ELISA; apresenta reação cruzada com camundongo. Ideal para pesquisas em sinalização de células T, desenvolvimento de linfócitos e imunidade adaptativa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	ZAP70 mAb de Coelho
Observações/Alias	SRK; STD; TZK; STCD; IMD48; ADMIO2; ZAP-70; ZAP70
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	7535
GeneID	7535
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 520-619 da ZAP70 humana (NP_001070.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P43403
Peso da Proteína	70kDa
Envio	Bolsa de gelo