


Anticorpo Policlonal Anti-Zbed1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - 096006

Número do item: CM0029032



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra ZBED1 humano, validado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Adequado para pesquisa de transcrição e proliferação celular; detecta ZBED1 endógeno a 78 kDa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ZBED1 pAb Coelho
Observações/Apelido	ALTE; DREF; TRAMP; hDREF; ZBED1
Espécie	Humano
GeneID (humano)	9189
GeneID	9189
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-280 do ZBED1 humano (NP_001164607.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	096006
Peso da Proteína	78kDa
Envio	Saco de gelo