

Anticorpo Policlonal Anti-Zbp1 Para Wb, If/Icc, If-P, Ihc-P, Elisa - Q9Qy24

Número do item: CM0026603



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra ZBP1 (DAI/DLM-1) de rato para WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P e ELISA. Reconhece a proteína de ligação a Z-DNA 1, um sensor chave da imunidade inata que desencadeia PANoptose.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ZBP1 Rabbit pAb
Observações/Apelido	Dai; Dlm1; mZaDLM; 2010010H03Rik
Espécie	Rato
GeneID (Humano)	81030
GeneID	58203
Imunogênio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-160 do ZBP1 de rato (NP_067369.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Rato
SWISS	Q9QY24
Peso Molecular da Proteína	44 kDa/21 kDa
Transporte	Saco de gelo