

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Zbp1 Para Wb, Ip, If/Icc, Ihc-P, Elisa - Q9H171

Número do item: CM0007739



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho que visa o ZBP1 humano (DAI/DLM-1), validado para WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Detecta a proteína de ligação ao Z-DNA/RNA de 46kDa, um sensor chave da imunidade inata do Z-RNA viral que desencadeia a PANoptose.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ZBP1 mAb de Coelho
Observações/Apelido	DAI; DLM1; DLM-1; C20orf183
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	81030
GeneID	81030
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-170 do ZBP1 humano (NP_110403.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q9H171
Peso da Proteína	46kDa
Envio	Saco de gelo