

Anticorpo Policlonado De Coelho Anti-Zbp1 Para Wb, Elisa - Q9H171

Número do item: CM0014782



introdução

Anticorpo policlonado de coelho de alta qualidade contra ZBP1 (DAI/DLM-1), validado para Western blot e ELISA, reativo com amostras humanas, de camundongo e rato. Ideal para estudos de imunidade inata e vias de PANoptose. - Q9H171

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ZBP1 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	DAI; DLM1; DLM-1; C20orf183; ZBP1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	81030
ID do Gene	81030
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-170 da ZBP1 humana (NP_110403.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9H171
Peso da Proteína	46kDa
Envio	Saco de gelo