


Anticorpo Policlonal Anti-Zbtb17 Para Wb E Elisa - Q13105

Número do item: CM0014625



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra ZBTB17 (MIZ-1), um fator de transcrição envolvido no desenvolvimento dos linfócitos e na regulação do ciclo celular. Validado para WB e ELISA, reagindo com amostras humanas, de camundongo e de rato.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ZBTB17 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	MIZ-1; ZNF60; ZNF151; pHZ-67; ZBTB17
Espécie	Humana
ID do Gene (Humano)	7709
ID do Gene	7709
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 121-360 da ZBTB17 humana (NP_003434.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humana, Camundongo, Rato
SWISS	Q13105
Peso da Proteína	88 kDa
Transporte	Bolsa de gelo