


Anticorpo Policlonal Anti-Zbtb48 Para Wb, Elisa - P10074

Número do item: CM0029129



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra ZBTB48 humano (TZAP), adequado para WB e ELISA, reage cruzadamente com camundongo. Útil para investigar a regulação do comprimento dos telômeros e a expressão gênica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ZBTB48 Coelho pAb
Observações/Apelido	HKR3; TZAP; ZNF855; pp9964; ZBTB48
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	3104
GeneID	3104
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-280 do ZBTB48 humano (NP_005332.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P10074
Peso da Proteína	77kDa
Envio	Saco de gelo