

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Zbtb6 Para Wb, Elisa - Q15916

Número do item: CM0015424

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra ZBTB6 (ZID, ZNF482) para WB e ELISA. Detecta ZBTB6 humano, de camundongo e de rato, um fator de transcrição com dedos de zinco amplamente expresso, com níveis mais elevados no cérebro.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	ZBTB6 Rabbit pAb
Observações/Apelido	ZID; ZNF482; ZBTB6
Espécie	Humano
GeneID (humano)	10773
GeneID	10773
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-220 de ZBTB6 humano (NP_006617.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, camundongo, rato
SWISS	Q15916
Peso da proteína	48 kDa
Envio	Bolsa de gelo