

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Zbtb7A/Fbi-1/Lrf Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O95365

Número do item: CM0003390



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta qualidade contra ZBTB7A humano (também conhecido como Pokemon, LRF). Validado para Western blot, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Ideal para estudos de regulação transcricional e biologia do câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho ZBTB7A/FBI-1/LRF
Observações/Apelido	LRF; FBI1; FBI-1; TIP21; ZBTB7; MNDLFH; ZNF857A; pokemon; ZBTB7A/FBI-1/LRF
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	51341
ID do Gene	51341
Imunógeno	Peptídeo Sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 450-550 do ZBTB7A/FBI-1/LRF humano (O95365).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	O95365
Peso Proteico	61kDa
Envio	Saco de gelo