

Anticorpo Policlonar De Coelho Anti-Zbtb8A Para Wb, Elisa - Q96Br9

Número do item: CM0023047

introdução

Anticorpo policlonar de coelho contra ZBTB8A (BOZF1), validado para WB e ELISA em humano, camundongo e rato. Tem como alvo um fator de transcrição de dedo de zinco envolvido na regulação transcricional. Ideal para desenvolvimento e pesquisa de ensaios de DDI.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ZBTB8A pAb de Coelho
Observações/Apelidos	BOZF1; ZBTB8; ZNF916A; ZBTB8A
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	653121
ID do Gene	653121
Imunógeno	Proteína recombinante
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q96BR9
Peso da Proteína	50kDa
Transporte	Bolsa de gelo