

Anticorpo Policlonal Anti-Zc3H12A Para Wb, Elisa - Q5D1E8

Número do item: CM0021359



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra ZC3H12A humano (MCPIP-1/Regnase-1), uma endorribonuclease que modula a estabilidade do mRNA nas respostas imunes. Validado para WB e ELISA, adequado para pesquisas sobre inflamação e câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ZC3H12A Rabbit pAb
Observações/Apelido	ZC3H12A; MCPIP; MCPIP-1; MCPIP1; Reg1; dJ423B22.1; endorribonuclease ZC3H12A
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	80149
ID do Gene	80149
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 339-599 do ZC3H12A humano (NP_079355.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q5D1E8
Peso da Proteína	65kDa
Envio	Saco de gelo