

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Zc3H12C (Mcpip3) Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9C0D7

Número do item: CM0021641

introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade direcionado contra ZC3H12C humano (MCPIP3), validado para WB, IF/ICC e ELISA. Apresenta reação cruzada com amostras humanas e de rato. Ideal para pesquisas sobre regulação de RNA e endonucleases.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	ZC3H12C pAb de coelho
Observações/Alias	MCPIP3; ZC3H12C
Espécie	Humano
ID do gene (humano)	85463
ID do gene	85463
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 735-883 de ZC3H12C humano (NP_203748.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, rato
SWISS	Q9C0D7
Peso da proteína	99 kDa
Envio	Bolsa de gelo