

## Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Zc3H12D Para Wb, If/Icc, Elisa - A2A288

Número do item: CM0021380

### introdução

Anticorpo policlonal ZC3H12D validado para WB, IF/ICC, ELISA. Reage com humano, rato, rato. Tem como alvo a provável ribonuclease e supressor de tumor, ~58 kDa. Adequado para pesquisa de câncer e inflamação.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                                        |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | ZC3H12D Coelho pAb                                                                                                           |
| Observações/Apelido | TFL; p34; MCP4; C6orf95; dj281H8.1; ZC3H12D                                                                                  |
| Espécie             | Humano                                                                                                                       |
| GeneID (Humano)     | 340152                                                                                                                       |
| GeneID              | 340152                                                                                                                       |
| Imunógeno           | Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 150-230 do ZC3H12D humano (NP_997243.2) |
| Fonte               | Coelho                                                                                                                       |
| Categoria           | Anticorpos Policlonais                                                                                                       |
| Aplicação           | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                                            |
| Reatividade Cruzada | Humano, Camundongo, Rato                                                                                                     |
| SWISS               | A2A288                                                                                                                       |
| Peso Proteico       | 58kDa                                                                                                                        |
| Envio               | Saco de gelo                                                                                                                 |