

Anticorpo Policlonal Anti-Zc3H14 Para Wb E Elisa - Q6Pjt7

Número do item: CM0017976

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra ZC3H14, validado para aplicações de WB e ELISA. Detecta ZC3H14 em amostras humanas, de camundongo e de rato. Adequado para pesquisas sobre a biogênese de circRNA e proteínas de ligação ao RNA.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	ZC3H14 Rabbit pAb
Observações/alias	SUT2, MRT56, UKp68, MSUT-2, NY-REN-37, ZC3H14
Espécie	Humana
ID do gene	79882
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-306 da ZC3H14 humana (NP_997545.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Humana, camundongo, rato
SWISS	Q6PJT7
Peso da proteína	83kDa
Envio	Embalagem de gelo