

Anticorpo Policlonal Anti-Zc3H15 Para Wb, Elisa - Q8Wu90

Número do item: CM0014205

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado contra ZC3H15 humano (DFRP1/LEREPO4), adequado para Western blot e ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo. Útil para estudar a regulação de DRG1 e atividade GTPase.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ZC3H15 pAb de Coelho
Observações/Apelido	DFRP1; HT010; LEREPO4; MSTP012; ZC3H15
Espécie	Humano
GeneID (humano)	55854
GeneID	55854
Imunógeno	Proteína recombinante; Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-300 do ZC3H15 humano (NP_060941.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q8WU90
Peso Proteico	49 kDa
Envio	Saco de Gelo