


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Zc3H7A Para Wb, If/Icc, Elisa - Q8Iwr0

Número do item: CM0017802



introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-ZC3H7A validado para WB, IF/ICC e ELISA. Detecta ZC3H7A humano, de camundongo e de rato, um regulador da biogênese de miRNA. Ideal para pesquisas com proteínas nucleares e desenvolvimento de ensaios diagnósticos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	ZC3H7A pAb de coelho
Observações/Alíases	ZC3H7; HSPC055; ZC3HDC7; ZC3H7A
Espécie	Humano
ID do gene	29066
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-220 de ZC3H7A humano (NP_054872.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, camundongo, rato
SWISS	Q8IWR0
Peso da proteína	111 kDa
Envio	Bolsa de gelo