

Anticorpo Policlonal Anti-Zcchc3 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Nud5

Número do item: CM0020382

introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o ZCCHC3 humano, validado em Humano e Rato para WB, IF/ICC e ELISA. O ZCCHC3 é uma proteína de ligação a ácidos nucleicos envolvida na imunidade antiviral inata.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ZCCHC3 pAb de Coelho
Observações/Apelido	C20orf99; ZCCHC3
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	85364
Imunogénio	Proteína Recombinante
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	Q9NUD5
Peso da Proteína	44kDa
Envio	Saco de gelo