

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Zcchc7 Para Wb, Elisa - Q8N3Z6

Número do item: CM0024067

introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-ZCCHC7 validado para WB e ELISA em amostras humanas, de camundongo e rato. Detecta a proteína de dedo de zinco de 63 kDa localizada no nucléolo; imunógeno recombinante para detecção específica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ZCCHC7 Rabbit pAb
Observações/Alias	AIR1; HSPC086; ZCCHC7
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	84186
GeneID	84186
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-231 da ZCCHC7 humana (NP_115602.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	Q8N3Z6
Peso Molecular da Proteína	63kDa
Envio	Bolsa de gelo