


Anticorpo Policlonal Anti-Zcwpw1 Para Wb, Elisa - Q9H0M4

Número do item: CM0024849



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o ZCWPW1 humano, validado para WB e ELISA, com reatividade cruzada de camundongo. Adequado para investigar a metilação de histonas mediada por PRDM9, reparo de DSB meiótico e fertilidade masculina. Peso molecular previsto de 72 kDa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ZCWPW1 pAb Coelho
Observações/Apelido	ZCW1; ZCWPW1
Espécie	Humano
ID do Gene	55063
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 389-648 do ZCWPW1 humano (NP_060454.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q9H0M4
Peso da Proteína	72kDa
Envio	Saco com gelo