

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Zdhhc15 Para Wb, Elisa - Q96Mv8

Número do item: CM0019924

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado à palmitoiltransferase humana ZDHHC15, adequado para Western blotting e ELISA. Útil para investigar palmitoilação de proteínas, tráfego endossomal e função sináptica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ZDHHC15 Rabbit pAb
Observações/Apelido	ZDHHC15; DHHC15; MRX91; palmitoiltransferase ZDHHC15
Espécie	Humano
ID do Gene	158866
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 231-331 do ZDHHC15 humano (NP_659406.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q96MV8
Peso Proteico	17kDa/38kDa/39kDa
Envio	Bolsa de Gelo