

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Zdhhc18 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Nue0

Número do item: CM0017745

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado contra ZDHHC18 (DHHC18), adequado para Western blot, imuno-histoquímica (parafina) e ELISA. Detecta humano, camundongo, rato; ideal para estudar palmitoilação e imunidade inata.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	ZDHHC18 Rabbit pAb
Observações/Apelido	DHHC18; DHHC-18; ZDHHC18
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	84243
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 301-388 do ZDHHC18 humano (NP_115659.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9NUE0
Peso Proteico	42kDa
Envio	Saco de gelo