

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Zdhhc2 Para Wb E Elisa - Q9UIj5

Número do item: CM0020969

introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-ZDHHC2 de alta qualidade validado para aplicações de WB e ELISA. Detecta ZDHHC2 humano e de rato, uma palmitoiltransferase implicada na metástase do câncer e na plasticidade sináptica. Ideal para pesquisa IVD.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ZDHHC2 Rabbit pAb
Observações/Apêndice	DHHC2; ZNF372; ZDHHC2
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	51201
ID do Gene	51201
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 270-367 do ZDHHC2 humano (NP_057437.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	Q9UIJ5
Peso Proteico	42kDa
Envio	Saco de Gelo