

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Zdhhc20 Para Wb E Elisa - Q5W0Z9

Número do item: CM0024046



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra ZDHHC20 humano, validado para WB e ELISA. Este anticorpo de palmitoiltransferase reage com amostras humanas, de camundongo e de rato, sendo adequado para o estudo de sinalização de EGFR, palmitoilção da proteína Spike do SARS-CoV-2 e reparo de DNA.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ZDHHC20 Rabbit pAb
Observações/Apelido	DHHC20; DHHC-20; 4933421L13Rik; ZDHHC20
Espécie	Humano
GeneID (humano)	253832
GeneID	253832
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 270-365 do ZDHHC20 humano (NP_001316988.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q5W0Z9
Peso da Proteína	42kDa
Envio	Saco de gelo