

Anti-Z-Zdhhc5 Coelho Pab Para Wb, Elisa - Q9Cc0B5

Número do item: CM0019477

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra ZDHHC5, validado para WB e ELISA. Detecta ZDHHC5 humano e de camundongo (78 kDa), uma palmitoiltransferase que regula a adesão celular, imunidade e captação de ácidos graxos. Ideal para pesquisa de IVD e desenvolvimento de ensaios de diagnóstico.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ZDHHC5 Coelho pAb
Observações/Apelido	DHHC5, ZNF375
Espécie	Humano
GeneID	25921
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 130-230 do ZDHHC5 humano (NP_056272.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q9C0B5
Peso da Proteína	78kDa
Envio	Saco com gelo