

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Zdhhc8 Para Wb, Elisa - Q9ULc8

Número do item: CM0023043

introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-ZDHHC8, uma palmitoiltransferase. Validado para aplicações de WB e ELISA. Reage com humano e rato. Ideal para pesquisa sobre palmitoilação de proteínas e efluxo de colesterol.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ZDHHC8 Rabbit pAb
Observações/Apelido	DHHC8; ZNF378; ZDHHCL1; ZDHHC8
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	29801
ID do Gene	29801
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 240-380 do ZDHHC8 humano (NP_037505.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	Q9ULC8
Peso Proteico	81kDa
Envio	Saco de gelo