


Anticorpo Monoclonal Anti-Zeb1 Para Wb, Elisa - P37275

Número do item: CM0008574



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho ZEB1 validado para Western blot e ELISA. Tem como alvo o fator de transcrição 8, um repressor da E-caderina envolvido na transição epitélio-mesenchima. Reage cruzadamente com ZEB1 humano e de rato.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	ZEB1 Rabbit mAb
Observações/Apelido	BZP; TCF8; AREB6; FECD6; NIL2A; PPCD3; ZFHEP; ZFHX1A; DELTAEF1; ZEB1
Espécie	Humano
GeneID	6935
Imunogénio	Peptídeo sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 800-900 do ZEB1 humano (NP_110378.3).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	P37275
Peso Proteico	124kDa
Envio	Saco de gelo