


Anticorpo Policlonal Anti-Zeb1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P37275

Número do item: CM0014416



introdução

Anticorpo policlonal de coelho para ZEB1, um fator de transcrição de dedo de zinco envolvido na transição epitélio-mesenchima. Validado para WB, IHC-P e ELISA em amostras humanas, de camundongo e rato. Peso molecular: 124 kDa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	ZEB1 Rabbit pAb
Observações/Apelido	BZP; TCF8; AREB6; FECD6; NIL2A; PPCD3; ZFHEP; ZFH1A; DELTAEF1; ZEB1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	6935
ID do Gene	6935
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 490-710 do ZEB1 humano (NP_110378.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P37275
Peso da Proteína	124kDa
Envio	Saco de gelo