


Anticorpo Policlonado De Coelho Anti-Zeb1 Para Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P37275

Número do item: CM0024928



introdução

Anticorpo policlonado de coelho direcionado a ZEB1 humana (Zinc finger E-box-binding homeobox 1), validado para WB, IF/ICC, IHC-P e ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo e rato. Indicado para estudos de EMT, progressão do câncer e regulação transcricional.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ZEB1 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	BZP; TCF8; AREB6; FECD6; NIL2A; PPCD3; ZFHEP; ZFHX1A; DELTAEF1; ZEB1
Espécie	Humano
GeneID (humano)	6935
GeneID	6935
Imunógeno	Peptídeo sintético
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonados
Aplicação	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P37275
Peso Proteico	124 kDa
Envio	Bolsa de gelo