

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Zeb2 Para Wb, Ihc-P, Elisa - O60315

Número do item: CM0029518



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado a ZEB2 (SIP1/ZFH1B), um repressor transcripcional da E-caderina. Validado para WB, IHC-P, ELISA; reage com humano, camundongo e rato. Ideal para estudos de EMT e cromatina.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ZEB2 Rabbit pAb
Observações/Alias	SIP1; SIP-1; ZFH1B; HSPC082; SMADIP1; ZEB2
Espécie	Humano
GeneID (humano)	9839
GeneID	9839
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1050-1214 do ZEB2 humano (NP_055610.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O60315
Peso da Proteína	136kDa
Envio	Bolsa de gelo