


Anticorpo Policlonado De Coelho Anti-Zfp36 Para Wb, Elisa - P26651

Número do item: CM0018967



introdução

Anticorpo policlonado de coelho de alta qualidade direcionado a ZFP36 humano (tristetraprolina), validado para WB e ELISA. Adequado para estudos de degradação de mRNA, inflamação e vias de supressão tumoral.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ZFP36 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	TTP; GOS24; GOS24; TIS11; NUP475; zfp-36; RNF162A; ZFP36
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	7538
ID do Gene	7538
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 230-326 da ZFP36 humana (NP_003398.3).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P26651
Peso Proteico	34kDa
Envio	Bolsa de gelo