

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Zfpm1 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q8Ix07

Número do item: CM0019158



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra ZFPM1 (FOG1), validado em WB, IF/ICC e ELISA. Apresenta reação cruzada com humano, camundongo e rato. Essencial para a diferenciação eritroide e megacariocítica por meio da interação com fatores GATA. Ideal para pesquisas sobre hematopoiese e regulação da transcrição.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	ZFPM1 Rabbit pAb
Observações/alias	FOG; FOG1; ZNF408; ZNF89A; ZC2HC11A; ZFPM1
Espécie	Humano
ID do gene (humano)	161882
ID do gene	161882
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-230 de ZFPM1 humano (NP_722520.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, camundongo, rato
SWISS	Q8IX07
Peso da proteína	105 kDa
Envio	Em bolsa de gelo