

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Zfpm2 Para Wb, Elisa - Q8Ww38

Número do item: CM0027250

introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade direcionado à ZFPM2 humana (FOG2). Validado para WB e ELISA com reatividade cruzada para camundongo. Ideal para estudar a regulação da transcrição, morfogênese cardíaca e diferenciação gonadal.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ZFPM2 Rabbit pAb
Observações/Alias	DIH3, FOG2, SRXY9, ZNF89B, hFOG-2, ZC2HC11B, ZFPM2
Espécie	Humana
ID do Gene (Humano)	23414
ID do Gene	23414
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 982-1151 da ZFPM2 humana (NP_036214.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q8WW38
Peso da Proteína	128kDa
Envio	Bolsa de gelo