

## Anticorpo Policlonal Anti-Zfx Para Wb - P17010

Número do item: CM0020792

### introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra ZFX humano, validado para Western blot (WB) e ELISA. Adequado para amostras humanas, de rato e de camundongo. Proteína do dedo de zinco do cromossomo X, um provável ativador transcricional.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                                                           |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | ZFX Coelho pAb                                                                                                                                  |
| Observações/Apelido | ZNF926; ZFX                                                                                                                                     |
| Espécie             | Humano                                                                                                                                          |
| GeneID (Humano)     | 7543                                                                                                                                            |
| GeneID              | 7543                                                                                                                                            |
| Imunógeno           | Proteína Recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 180-380 do ZFX humano (NP_003401.2). |
| Fonte               | Coelho                                                                                                                                          |
| Categoria           | Anticorpos Policlonais                                                                                                                          |
| Aplicação           | WB, ELISA                                                                                                                                       |
| Reatividade Cruzada | Humano, Camundongo, Rato                                                                                                                        |
| SWISS               | P17010                                                                                                                                          |
| Peso Proteico       | 91kDa                                                                                                                                           |
| Envio               | Bolsa de Gelo                                                                                                                                   |