

Anticorpo Policlonais Anti-Zgpat Para Wb, Elisa - Q8N5A5

Número do item: CM0024457



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao ZGPAT humano para aplicações WB e ELISA. Apresenta reatividade cruzada com camundongo. ZGPAT é um repressor transcrpcional com potencial supressor de tumor.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ZGPAT Rabbit pAb
Observações/Alias	ZIP; ZC3H9; GPATC6; GPATCH6; ZC3HDC9; KIAA1847; ZGPAT
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	84619
GeneID	84619
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 213-272 da ZGPAT humana (NP_115916.3)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	Q8N5A5
Peso da Proteína	57kDa
Envio	Bolsa de gelo