

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Zhx2 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Y6X8

Número do item: CM0023674



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade que visa o ZHX2 humano, um repressor transcricional envolvido no desenvolvimento da retina e na manutenção de progenitores neurais. Validado para WB, IHC-P, ELISA com reatividade cruzada para camundongo e rato.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	ZHX2 pAb de Coelho
Observações/Apelido	RAF; AFR1; ZHX2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	22882
GeneID	22882
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 488-837 do ZHX2 humano (NP_055758.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9Y6X8
Peso da Proteína	92kDa
Envio	Saco com gelo