

Anticorpo Policlonal Anti-Zic3 Para Wb E Elisa - O60481

Número do item: CM0027689



introdução

A CamelBio oferece um anticorpo policlonal de coelho ZIC3 validado para Western blot e ELISA, com reatividade cruzada para amostras humanas, de camundongo e rato. Ideal para o estudo de processos de desenvolvimento e assimetria esquerda-direita.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ZIC3 Rabbit pAb
Observações/Alias	HTX; HTX1; ZNF203; VACTERLX; ZIC3
Espécie	Humano
GeneID	7547
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-240 do ZIC3 humano (NP_003404.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O60481
Peso da Proteína	51kDa
Transporte	Saco de gelo