


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Zinc-A2-Glicoproteína (Zag/Azgpl) Para Wb, Ihc-P, Elisa - P25311

Número do item: CM0002854



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho direcionado à Zinc-α2-glicoproteína humana (ZAG/AZGP1), validado para WB, IHC-P e ELISA. Ideal para estudos de degradação lipídica e perda de gordura associada ao câncer. UniProt: P25311.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Zinc-α2-glicoproteína (ZAG/AZGP1) mAb de Coelho
Observações/Apelidos	ZAG; ZA2G; Zinc-α2-glicoproteína (ZAG/AZGP1)
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	563
ID do Gene	563
Imunógeno	Peptídeo Sintético Peptídeo sintético correspondente a uma sequência nos aminoácidos 1-100 da Zinc-α2-glicoproteína humana (ZAG/AZGP1) (P25311).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P25311
Peso Molecular da Proteína	34 kDa
Envio	Bolsa de gelo