


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Zinc-A2-Glycoprotein (Zag/Azgp1) Para Wb, Elisa - P25311

Número do item: CM0028633



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra Zinc- α 2-glycoprotein (ZAG/AZGP1) validado para WB e ELISA. Detecta ZAG humano e de camundongo, um fator de mobilização de lipídios secretado implicado na caquexia cancerígena. Ideal para pesquisas sobre metabolismo e câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Zinc- α 2-glycoprotein (ZAG/AZGP1) pAb de Coelho
Observações/Apelido	ZAG; ZA2G; Zinc- α 2-glycoprotein (ZAG/AZGP1)
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	563
ID do Gene	563
Imunógeno	Proteína recombinante
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P25311
Peso da Proteína	34kDa
Envio	Saco de gelo