

Anticorpo Policlonico De Coelho Anti-Zip12 Para Wb, Elisa - Q504Y0

Número do item: CM0021817

introdução

Anticorpo policlonico de coelho direcionado ao transportador de zinco ZIP12 humano. Validado para WB e ELISA com reatividade cruzada para humano, camundongo e rato. Ideal para estudos de transporte de zinco, neurulação e espermatogênese.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Zip12 Coelho pAb
Observações/Alias	ZIP12; ZIP-12; LZT-Hs8; bA570F3.1; Zip12
Espécie	Humano
ID do Gene	221074
Imunógeno	Peptídeo Sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do SLC39A12 humano (NP_001138667.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q504Y0
Peso Proteico	77kDa
Transporte	Saco de gelo