

Anticorpo Policlonais Anti-Zip14 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q15043

Número do item: CM0015545

introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade direcionado ao ZIP14 humano, validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA com reatividade cruzada com camundongo e rato. Ideal para pesquisa de transporte e homeostase de íons metálicos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ZIP14 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	HCIN; NET34; ZIP14; cig19; HMNDYT2; LZT-Hs4
Espécie	Humano
GeneID	23516
Imunógeno	Peptídeo sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 101-200 do ZIP14 humano (NP_001121903.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q15043
Peso Proteico	54kDa
Transporte	Bolsa de gelo