

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Zip8 Para Wb E Elisa - Q9C0K1

Número do item: CM0024295

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao ZIP8 humano (SLC39A8), validado para Western blot (WB) e ELISA, reage de forma cruzada com camundongo e rato. Adequado para pesquisa de transporte de zinco/manganês e imunidade.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ZIP8 Coelho pAb
Observações/Apelido	ZIP8; CDG2N; PP3105; BIGM103; LZT-Hs6
Espécie Alvo	Humano
GeneID (Humano)	64116
GeneID	64116
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 201-300 do ZIP8 humano (NP_071437.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	Q9C0K1
Peso Proteico	50kDa
Envio	Saco de gelo