


Anticorpo Policlonal Anti-Zmat2 Para Wb, Elisa - Q96Nc0

Número do item: CM0013282



introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-ZMAT2 humano, validado para WB e ELISA; apresenta reação cruzada com camundongo e rato. Tem como alvo a ZMAT2, um componente do spliceossomo, sendo adequado para estudos de splicing de pré-mRNA.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	ZMAT2 Rabbit pAb
Observações/Apelido	Snu23; Ptg-12; ZMAT2
Espécie	Humano
ID do gene (humano)	153527
ID do gene	153527
Imunógeno	Proteína recombinante: proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-199 da ZMAT2 humana (NP_653324.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, camundongo, rato
SWISS	Q96NC0
Peso da proteína	24 kDa
Envio	Bolsa de gelo