


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Zmat2 Para Wb, Elisa - Q96Nc0

Número do item: CM0015341



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que tem como alvo a ZMAT2, um componente do spliceossomo envolvido no splicing do pré-mRNA. Validado para aplicações de WB e ELISA em amostras humanas, de camundongo e de rato. Ideal para pesquisas sobre splicing e expressão gênica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ZMAT2 Rabbit pAb
Observações/Apelido	Snu23; Ptg-12; ZMAT2
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	153527
ID do Gene	153527
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-199 da ZMAT2 humana (NP_653324.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q96NC0
Peso da Proteína	24 kDa
Envio	Bolsa de gelo