

Anticorpo Policlonal Coelho Anti-Zmiz2 Para Wb E Elisa - Q8Nf64

Número do item: CM0021803

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra ZMIZ2, validado para Western blot e ELISA. Reage com humano, rato e camundongo. Útil para estudar a coativação de receptores nucleares e a regulação da transcrição.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb Coelho ZMIZ2
Observações/Apelido	NET27; ZIMP7; hZIMP7; TRAFIP20; ZMIZ2
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	83637
ID do Gene	83637
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-110 do ZMIZ2 humano (NP_001287888)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q8NF64
Peso Proteico	97kDa
Envio	Saco de gelo