


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Zmpste24 Para Wb, Ihc-P, Elisa - O75844

Número do item: CM0023826



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra ZMPSTE24, validado para WB, IHC-P e ELISA. Reação cruzada com humano, camundongo e rato. Ideal para estudos de processamento da laminina A, dinâmica do envelope nuclear e mecanismos antivirais.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ZMPSTE24 Rabbit pAb
Observações/Alias	HGPS; PRO1; FACE1; RSDM1; STE24; FACE-1; Ste24p; ZMPSTE24
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	10269
GeneID	10269
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 200-300 da ZMPSTE24 humana (NP_005848.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O75844
Peso da Proteína	55kDa
Envio	Bolsa de gelo